

C-scan

Il C-scan è il Sistema RM dedicato per l'imaging muscolo-scheletrico su articolazioni distali come: ginocchio, polpaccio, caviglia, piede, gomito, avambraccio, polso e mano. L'esclusiva struttura di C-scan lo rende il Sistema RM più compatto al mondo, installabile in spazi estremamente ridotti.

Specifiche:

- Magnete permanente con un'intensità di Campo di 0.2 Tesla
- Non richiede schermatura RF
- Molto compatto, spazio di installazione di soli 9 mq
- Minimo consumo energetico: solo 1 kW con normale alimentazione di rete (220/110V)
- Massimo comfort per il paziente eliminando la sensazione claustrofobica
- Set completo di bobine dedicate
- Sequenze di immagini impostate per il Distretto Muscolo-Scheletrico
- Serie completa di sequenze e protocolli predefiniti
- Utilizzo di protocolli ed esami personalizzati
- Scanogramma triplanare
- Interfaccia utente: Windows
- Connettività DICOM.