

S-scan

S-scan frutto di tutti gli anni di esperienza ESAOTE nella produzione di Sistemi RM dedicati, è una soluzione completa ed efficiente per ogni esigenza diagnostica Muscolo-Scheletrica. Questo sistema è perfettamente in linea con la ricerca di oggi di una sanità efficiente ed economica ed è la scelta giusta per le strutture che operano prevalentemente in ambito muscoloscheletrico. S-scan consente tutti i tipi di indagini articolari: piede, caviglia, ginocchio, anca, colonna vertebrale lombare e cervicale, spalla, gomito, mano e polso. Il magnete aperto offre un facile accesso per il paziente e assenza di claustrofobia.

Specifiche:

- Magnete permanente aperto
- Spazio di installazione soli 18 m²
- Minimo consumo energetico: meno di 3 kW con normale alimentazione di rete (220/110V)
- Tavolo paziente ergonomico rotante con capacità di 200 Kg.
- Set completo di bobine dedicate
- Sequenze di immagini impostate per il Distretto Muscolo-Scheletrico
- Serie completa di sequenze e protocolli predefiniti
- Utilizzo di protocolli ed esami personalizzati
- Scanogramma multi planare
- Strumento di controllo del posizionamento del paziente in real-time
- Interfaccia utente: Windows
- Strumenti avanzati per revisione, analisi ed elaborazione delle immagini
- Connettività DICOM completa